

**【产品名称】**

中文：去外泌体胎牛血清

英文：Exosome Depleted Fetal Bovine Serum

货号：C3801-050, C3801-0100, C3801-0050\*10

规格：50 mL, 100 mL, 50\*10 mL

**【产品介绍】**

第二代去外泌体血清，由无菌采集的健康胎牛血清过滤而成，去除≥97%的胎牛血清内源外泌体，并与处理前的胎牛血清具有相同的细胞生长速率和形态。

**【适用范围】**

细胞体外增殖培养，收货目标细胞的外泌体。

**【使用方法】**

不要长期暴露在光下保存，请室温解冻后，分装使用。  
需在无菌的环境操作，过程中减少飞溅，避免污染。

**【有效日期】**

详见产品标签

**【储存条件及保质期】**

本产品应在-10 ~ -20°C 储存，无自动化霜冰箱中，并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期：5 年。

**【注意事项】**

如有以下情形，请勿使用

1. 试剂包装有破损
2. 溶液混浊，有污染的疑虑
3. 使用时已超出规定有效期

**【说明书编制及修改日期】**

批准日期：2024 年 02 月 23 日

**【声明】**

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

