

【产品名称】

中文：DMEM，不含葡萄糖，不含丙酮酸钠，不含 L-谷氨酰胺

英文：DMEM, without D-Glucose, Sodium Pyruvate, L-Glutamine

货号：C3122-0500

规格：500 mL

【产品介绍】

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是一种广泛使用的基础培养基。DMEM 含有的氨基酸和维生素，其浓度更高。该配方还包括甘氨酸、丝氨酸、硝酸铁。原配方含有每升 1000 mg 葡萄糖，最初用于培养胚胎小鼠细胞。建议用户查看文献，以获取有关培养基补充剂和针对不同细胞系的生理生长要求的建议。

【成分表】

配方	mg/L
无机盐	
二水氯化钙	265.000
无水硝酸铁	0.100
无水硫酸镁	97.720
氯化钾	400.000
氯化钠	6400.000
无水磷酸二氢钠	109.000
氨基酸	
甘氨酸	30.000
L-精氨酸盐酸盐	84.000
L-胱氨酸盐酸盐	62.570
L-盐酸组氨酸	42.000
L-异亮氨酸	105.000
L-亮氨酸	105.000
L-盐酸赖氨酸	146.000
L-甲硫氨酸	30.000
L-苯丙氨酸	66.000
L-丝氨酸	42.000

L-苏氨酸	95.000
L-色氨酸	16.000
L-酪氨酸二钠盐	103.790
L-缬氨酸	94.000
维生素	
氯化胆碱	4.000
D-钙-泛酸盐	4.000
叶酸	4.000
烟氨酸	4.000
盐酸吡哆醇	4.000
核黄素	0.400
盐酸硫胺素	4.000
i-肌醇	7.200
其他	
酚红钠盐	15.900
碳酸氢钠	3700.000

【使用方法】

1. 从 2 - 8°C 的冰箱中取出，读取标签，检查产品包装与外观。
2. 消毒液擦拭后置于超净台内。
3. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。
4. 可以通过实验需要添加抗生素或其它营养物质等。

【质量控制】

该产品经过了 pH、渗透压、无菌、内毒素相关指标的检测。此外，每个批次都进行细胞生长测试。

【储存条件及保质期】


本产品应在 **2 - 8°C** 储存，请**避光保存**，并在产品标签上注明的有效期内使用。

有效期：12 个月

批准日期：2023 年 06 月 01 日

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。

【说明书批准生效日期】